


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Cd115/Csf-1R-Y723 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P07333

Артикул: CM0001443



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CSF1R (CD115), фосфорилированный по Y723. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Идеально подходит для исследования сигналинга CSF1/IL34, биологии макрофагов и исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CD115/CSF-1R-Y723 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Фосфо-CD115/CSF-1R-Y723
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1436
GeneID	1436
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y723 человеческого CSF1R, NP_005202.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07333
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом