

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Cd117/C-Kit (Y721) Для Вестерн-Блоттинга — P10721

Артикул: CM0001948



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному c-Kit (Tyr721). Валидировано для ВБ и ИФА, детектирует CD117 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга KITLG/SCF при поддержании стволовых клеток, онкогенезе и развитии тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CD117/c-Kit-Y721 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Вид	Человек
GeneID (человек)	3815
GeneID	3815
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y719 мышиного Kit (NP_066922.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10721
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодильный пакет