

## Анти-Phospho-Cdc25C (S216) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P30307

Артикул: CM0001157



### введение

Фосфоспецифические поликлональные антитела кролика к cdc25C (S216), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с мишенями человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения прогрессии клеточного цикла и регуляции митоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-cdc25C-S216 Rabbit pAb                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | CDC25; PPP1R60; Phospho-cdc25C-S216                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 995                                                                                                          |
| GeneID                    | 995                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S216 человеческого cdc25C (NP_001781.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                       |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                   |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                         |
| SWISS                     | P30307                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 53кДа                                                                                                        |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                               |