


Кроличья Моноклональная Антитела Против Фосфо-Cdc37-S13 Для Вб, Ифа — Q16543

Артикул: CM0001589



введение

Фосфоспецифичные кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на CDC37, фосфорилированный по Ser13. Валидированы для вестерн-блота и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции кошаперона Hsp90 и путей стабилизации киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDC37-S13 кроличьи моноклональные антитела
Примечания/Синонимы	P50CDC37; Фосфо-CDC37-S13
Вид	Человек
ID гена (человек)	11140
ID гена	11140
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16543
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовая упаковка