

Анти-Фосфо-Cdk1-T14 (Thr14) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P06493

Артикул: CM0000610



введение

Поликлональные антитела кролика, распознающие фосфо-Thr14 человеческого CDK1 (CDC2), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований клеточного цикла, митоза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CDK1-T14 (кролик) pAb
Примечания/Псевдоним	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	983
GeneID	983
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T14 человеческого CDK1 (NP_001777.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете