


Кроличья Моноклональная Антитела Против Фосфо-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Для Вестерн-Блоттинга — P06493

Артикул: CM0001838



введение

Кроличья моноклональная антитела, распознающая фосфорилированные CDK1-T161, CDK2-T160 и CDK3-T160. Подходит для Вестерн-блоттинга, IF-P, ИHC-P и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, митоза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160, кроличья моноклональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Вид	Человек
ИД гена (человек)	983
ИД гена	983
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид с участком вокруг T161&T160 человеческого CDK1 (NP_001777.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В контейнере со льдом