


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Cdk2-T160 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (IHC-P), Ифа - P24941

Артикул: CM0001429



введение

Кроличья поликлональное антитело (pAb) против фосфо-CDK2-T160, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА. Обнаруживает CDK2 человека, мыши и крысы, фосфорилированный по остатку Thr-160. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, повреждения ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CDK2-T160 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1017
ID гена	1017
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе T160 человеческого CDK2 (NP_001789.2?/NP_001249.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24941
Молекулярный вес белка	30 кДа/34 кДа
Доставка	В ледяном пакете