


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Cdk9 (T186) Для ВБ, Ифа - P50750

Артикул: CM0000615



введение

Кроличье поликлональное антитело Phospho-CDK9 (T186), валидированное для ВБ и ИФА. Реагирует с CDK9 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CDK9-T186 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; Phospho-CDK9-T186
Вид	Человек
GeneID (человек)	1025
GeneID	1025
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид области T186 CDK9 человека (NP_001252.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовой пакет