

Кроличья Поликлональная Антитела Против Фосфо-Cfl1-Y139 Для Ihc-P, Elisa - P23528

Артикул: CM0001533



введение

Антитела кролика pAb против фосфо-CFL1-Y139 от CamelBio детектируют фосфорилированный кофилин-1 (Y139) у человека, мыши и крысы для IHC-P и ELISA. Идеально подходят для исследования динамики актина и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Антитела кролика pAb против фосфо-CFL1-Y139
Примечания/Альтернативные названия	CFL; кофилин; HEL-S-15; Phospho-CFL1-Y139
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1072
GeneID	1072
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23528
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом