

Моноклональное Антитело К Фосфо-Chk1 (S280) Для Wb, Elisa - O14757

Артикул: CM0001670



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело, выявляющее человеческий Chk1, фосфорилированный по серину 280. Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Предназначено для исследований контрольных точек клеточного цикла и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Phospho-Chk1-S280
Примечания/Синонимы	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Вид	Человек
ID гена (человек)	1111
Иммуноген	Фосфорилированный синтетический пептид, соответствующий остаткам вокруг S280 человеческого Chk1.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14757
Молекулярная масса белка	54 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом