


## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Фосфо-Chk1-S280 Для ВБ, Ифа - O14757

Артикул: CM0001468



### введение

Кроличыи моноклональные антитела против фосфо-Chk1-S280, валидированные для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживают человеческий Chk1, фосфорилированный по серину 280. Подходит для изучения ответа на повреждение ДНК, точек контроля клеточного цикла и биологии рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-Chk1-S280, кроличьи мКАнт |
| Примечания/Альтернативные названия | CHK1; Phospho-Chk1-S280         |
| Вид                                | Человек                         |
| GeneID (человек)                   | 1111                            |
| GeneID                             | 1111                            |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид            |
| Источник                           | Кролик                          |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела      |
| Применение                         | ВБ, ИФА                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек                         |
| SWISS                              | O14757                          |
| Молекулярная масса белка           | 54 кДа                          |
| Доставка                           | Холодильный пакет               |