

Кроличья Моноклональная Антитела Против Фосфо-Chk1-S296 Для ВБ, Ифа — O14757

Артикул: CM0000717



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против фосфо-Chk1-S296 (человек) для вестерн-блоттинга и ИФА. Необходима для изучения ответа на повреждение ДНК и сигнальных путей контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Chk1-S296 кроличья мКА
Примечания/Альтернативные названия	CHK1; Фосфо-Chk1-S296
Вид	Человек
GeneID (человек)	1111
GeneID	1111
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S296 человеческого Chk1 (O14757).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14757
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет