

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Chk1 (S317) Для ВБ, Ифа — O14757

Артикул: CM0001461



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против фосфо-Chk1 (Ser317). Валидировано для Вестерн-блота и ИФА, позволяет детектировать активированный Chk1 в образцах человека для исследования повреждений ДНК и контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-Chk1-S317 кроличье мкАнт
Примечания/псевдоним	CHK1; Phospho-Chk1-S317
Вид	Человек
ID гена (человек)	1111
ID гена	1111
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S317 человеческого Chk1 (NP_001265.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14757
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет