

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Chk1-S345 Для ВБ И Ифа — O14757

Артикул: CM0000661



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого Chk1 в положении Ser-345. Валидировано для ВБ и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным Chk1. Участвует в путях контрольной точки повреждения ДНК и остановки клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Phospho-Chk1-S345 кроличья пАб
Примечания/алиасы	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Вид	Человек
ID гена (человек)	1111
ID гена	1111
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид области S345 человеческого Chk1 (NP_001265.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14757
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет