


Кроличья Поликлональная Антитела К Фосфо-Chk2-T68 Для Wb, Elisa - O96017

Артикул: CM0000772



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к фосфо-T68 человеческого Chk2 (CHEK2), валидированные для WB и ELISA. Идеально подходят для исследований сигнализации повреждения ДНК и контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Наименование продукта	Фосфо-Chk2-T68 кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Фосфо-Chk2-T68
Вид	Человек
ID гена	11200
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T68 человеческого Chk2
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O96017
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	Ледовый пакет