

Анти-Фосфо-Creb1-S133 Кроличий Моноклональный Антитело Для IHC-P, Elisa - P16220

Артикул: CM0001240



введение

Это антитело к фосфо-CREB1 (Ser133) обнаруживает белки человека, мыши и крысы. Идеально подходит для IHC-P и ELISA, является ценным инструментом для изучения регуляции транскрипции, циркадных ритмов и исследований трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CREB1-S133 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Вид	Человек
GeneID	1385
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический фосфорилированный пептид вокруг Ser133 человеческого CREB1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16220
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом