

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Creb1-S133 Для ВБ, Игг-П, Ифа - P16220

Артикул: CM0001169



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфорилированному CREB1 (Ser133). Валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИФА с реактивностью у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транскрипции, циркадных ритмов и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CREB1-S133 Кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Вид	Человек
ID гена (человек)	1385
ID гена	1385
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S133 человеческого CREB1 (NP_604391.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16220
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Холодильный пакет