


Анти-Фосфо-Crk/Crkii (Tyr221) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P46108

Артикул: CM0001285



введение

Кроличий моноклональный антитело, специфичный к CRK, фосфорилированному по Tyr221. Валидирован для WB, ELISA с реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и путей сигнальной трансдукции интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1398
GeneID	1398
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y221 человеческого CRK/CRKII (P46108).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P46108
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Ледяной пакет