


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Crk/Crkii (Y221) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P46108

Артикул: CM0001788



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному Y221 человеческого CRK/CRKII. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения CRK-опосредованной передачи сигналов клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CRK/CRKII-Y221 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p38; CRKII; Фосфо-CRK/CRKII-Y221
Вид	Человек
GeneID	1398
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y221 человеческого CRK/CRKII (NP_058431.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46108
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом