

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Crkl (Y207) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P46109

Артикул: CM0001679



введение

Кроличье pAb против фосфо-CRKL-Y207, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. В качестве иммуногена использовался синтетический фосфопептид вокруг Y207 белка CRKL (P46109). Подходит для изучения внутриклеточной передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против фосфо-CRKL-Y207
Примечания/Альтернативные названия	CRKL; Фосфо-CRKL-Y207
Вид	Человек
GenelD (Человек)	1399
GenelD	1399
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y207 человеческого CRKL (NP_005198.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46109
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом