


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Crmp2/Dpysl2-T514 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16555

Артикул: CM0000721



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфо-CRMP2/DPYSL2-T514, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; специфично к фосфорилированному T514 человеческого CRMP2. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований нейронального развития, наведения аксонов и сигналинга семафоринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против фосфо-CRMP2/DPYSL2-T514
Примечания/Альтернативные названия	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; Фосфо-CRMP2/DPYSL2-T514
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1808
GeneID	1808
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T514 человеческого CRMP2/DPYSL2 (NP_001377.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16555
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом