


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Csf-1R (Y708) Для Вб, Ифа - P07333

Артикул: CM0001578



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному CSF-1R в положении Y708. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Идеально подходит для изучения сигнализации макрофагов, врожденного иммунитета и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CD115/CSF-1R-Y708 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y708
Вид	Человек
GeneID (человек)	1436
GeneID	1436
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y708 CSF1R человека (NP_005202.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07333
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	Сумка-холодильник