

## Кроличья Поликлональная Антифосфо-Антитело К Цитокератину 8 (Krt8)-S74 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05787

Артикул: CM0001639



### введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело детектирует человеческий кератин 8, фосфорилированный по серину 74. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для изучения динамики промежуточных филаментов и целостности эпителия.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо1-Цитокератин 8 (KRT8)-S74 Кроличье pAb                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Фосфо-Цитокератин 8 (KRT8)-S74                          |
| Вид                                | Человек                                                                                       |
| GeneID (Человек)                   | 3856                                                                                          |
| GeneID                             | 3856                                                                                          |
| Иммуноген                          | Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S74 человеческого цитокератина 8 (NP_002264.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                        |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                       |
| SWISS                              | P05787                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 54 кДа / 56 кДа                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                             |