

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Ddr1 (Y792) Для ВБ, Ифа - Q08345

Артикул: CM0000869



введение

Фосфо-DDR1 (Y792) кроличьи поликлональные антитела, валидированные для ВБ и ИФА. Обнаруживают тирозинкиназу DDR1 человека, мыши и крысы (101 кДа). Необходимы для исследований сигналинга коллагена и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-DDR1-Y792 Кроличьи pAb
Примечания/синонимы	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, Phospho-DDR1-Y792
Вид	Человек
ID гена (человек)	780
ID гена	780
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y792 человеческого DDR1 (NP_054699.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08345
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Хладоэлемент