

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Dnmt1 (S714) Для Вб, Иф/Ихк, Ифа - P26358

Артикул: CM0000479



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела к DNMT1 (Ser714), валидированные для Вестерн-блота, ИФ/ИХК и ИФА. Обнаруживают человеческий DNMT1, фосфорилированный по остатку Ser714. Подходит для исследований эпигенетической наследственности, сайленсинга генов и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-DNMT1-S714 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; Phospho-DNMT1-S714
Вид	Человек
ID гена (человек)	1786
ID гена	1786
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S714 человеческого DNMT1 (NP_001370.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26358
Молекулярная масса белка	183 кДа
Доставка	Хладоэлемент