


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Egfr-S1070 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P00533

Артикул: CM0000642



введение

Кроличьи pAb к фосфо-EGFR-S1070 обнаруживают человеческий EGFR, фосфорилированный по серину 1070. Подходят для WB и ELISA, эти антитела нацелены на ключевой сайт фосфорилирования в сигнальном пути EGFR, идеально подходят для исследований в области онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Phospho-EGFR-S1070 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-S1070
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам в окружении S1070 человеческого EGFR
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	134 кДа
Доставка	Сумка со льдом