


## Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Egfr (T669) Для Wb, Ip, Elisa - P00533

Артикул: CM0000451



### введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-Phospho-EGFR (T669), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Специфично детектирует фосфорилированный по треонину 669 EGFR человека, что позволяет точно изучать сигнальные каскады EGFR в онкологических исследованиях и исследованиях передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-EGFR-T669 Кроличье pAb                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-T669                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                   |
| ID гена (Человек)                  | 1956                                                                                                      |
| ID гена                            | 1956                                                                                                      |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг T669 человеческого EGFR (NP_005219.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                    |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                                |
| Применение                         | WB, IP, ELISA                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                   |
| SWISS                              | P00533                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 134 кДа                                                                                                   |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                         |