


Кроличьи Моноклональные Антитела Anti-Phospho-Egfr-Y1068 Для Вб, Ифа — P00533

Артикул: CM0001967



введение

Фосфо-специфичные кроличьи моноклональные антитела к EGFR, фосфорилированному по тирозину 1068. Валидированы для ВБ и ИФА на образцах человека. Теоретическая молекулярная масса 134 кДа. Идеально подходят для исследований сигнальной трансдукции и в онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb
Примечания / Алиасы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Вид	Человек
ID гена (человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфо-специфичный пептид, соответствующий остаткам вокруг Y1068 человеческого EGFR (P00533).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Холодильный пакет