

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Egfr-Y1173 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P00533

Артикул: CM0001089



введение

Кроличье поликлональное антитело к Phospho-EGFR-Y1173, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий EGFR, фосфорилированный по тирозину 1173 — ключевую рецепторную тирозинкиназу, участвующую в клеточной сигнализации и развитии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Phospho-EGFR-Y1173
Примечания/Альтернативные названия	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку вокруг Y1173 человеческого EGFR
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом