


Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Egfr-Y845 Для Wb, If/Icc, Elisa — P00533

Артикул: CM0001238



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к EGFR, фосфорилированному по тирозину 845. Валидировано для методов WB, IF/ICC и ELISA; идеально подходит для исследования сигнальных путей EGFR в онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y845 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Y845 EGFR человека (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом