


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Eif2A (S51) Для ВБ, Ип, Ифа - P05198

Артикул: CM0001600



введение

Кроличье поликлональное антитело для детекции эндогенной фосфорилированной eIF2α (Ser51) у человека, мыши и крысы. Валидировано для ВБ, ИП, ИФА. Идеально подходит для исследований интегрированного стрессового ответа и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-eIF2α-S51 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S51
Вид	Человек
GeneID (человек)	1965
GeneID	1965
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S51 человеческой eIF2α (NP_004085.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05198
Молекулярная масса белка	36кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором