


Поликлональное Антитело Против Фосфо-Eif4B-S422 Для Вб, Ифа - P23588

Артикул: CM0000632



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело к человеческому EIF4B, фосфорилированному по остатку S422. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, распознает только человеческий EIF4B, прогнозируемая молекулярная масса белка составляет 69 кДа. Идеально подходит для исследований инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EIF4B-S422 кроличье пАт
Примечания/алиасы	EIF-4B; PRO1843; Фосфо-EIF4B-S422
Вид	Человек
ID гена (человек)	1975
ID гена	1975
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий району остатка S422 человеческого EIF4B (NP_001408.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23588
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодильный пакет