

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Eif4E-S209 Для Вб, Ифа - P06730

Артикул: CM0001016



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против eIF4E (S209) для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком и крысой; обнаруживает эукариотический фактор инициации трансляции 4Е с молекулярной массой ~25 кДа — ключевой белок, связывающий кэп мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-eIF4E-S209 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Вид	Человек
ID гена (человек)	1977
ID гена	1977
Иммуноген	Синтетический пептид: Фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам вокруг S209 человеческого Фосфо-eIF4E-S209 (NP_001959.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P06730
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет