


## Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Eif4Ebp1-S65 Для Вб, Ифа - Q13541

Артикул: CM0000431



### введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфо-eIF4EBP1-S65, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает фосфорилированный 4E-BP1 человека по серину 65 — ключевой мишени mTORC1. Идеально подходит для исследований регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                    |
| ID гена (человек)                  | 1978                                                                                                                                       |
| ID гена                            | 1978                                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S65 человеческого Phospho-eIF4EBP1-S65 (NP_004086.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                                                                 |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                    |
| SWISS                              | Q13541                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 13 кДа                                                                                                                                     |
| Доставка                           | С охлаждающим элементом                                                                                                                    |