


Поликлональное Антитело Против Фосфо-Eif4Ebp1-T36 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q13541

Артикул: CM0001342



введение

Специфическое к фосфорилированной форме кроличье поликлональное антитело против eIF4EBP1 Thr36, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения регуляции трансляции и сигнального пути mTOR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-eIF4EBP1-T36 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T36
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1978
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области T36 человеческого eIF4EBP1 (NP_004086.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13541
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	В ледяном пакете