


Поликлональные Антитела Против Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T70 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13541

Артикул: CM0000495



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела против eIF4EBP1 (Thr70). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA с реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным образцам. Идеально подходят для изучения инициации трансляции, сигнального пути mTORC1 и инсулиновых путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-eIF4EBP1-T70 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
Вид	Человек
ID гена человека	1978
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T70 человеческого Phospho-eIF4EBP1-T70 (NP_004086.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13541
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом