


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Eif4Ebp1 (T70) Для Вб, Ифа — Q13541

Артикул: CM0001903



введение

Специфическое детектирование фосфорилированного eIF4EBP1 по треонину 70 с помощью этого кроличьего моноклонального антитела. Валидировано для ВБ и ИФА, реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигнального пути mTOR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-eIF4EBP1-T70, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
Вид	Человек
ID гена (человек)	1978
ID гена	1978
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку T70 человеческого eIF4EBP1 (NP_004086.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13541
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодильный пакет