

Поликлональные Антитела Против Фосфо-Enos-S1177 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Артикул: CM0000673



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого eNOS, фосфорилированного по Ser1177. Подходят для WB, IHC-P и ELISA, обнаруживают человеческий и мышиный eNOS. eNOS вырабатывает оксид азота, критически важный для сосудистого расслабления и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-eNOS-S1177 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4846
ID гена	4846
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в районе S1177 человеческого eNOS (NP_000594.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P29474
Молекулярный вес белка	133кДа
Доставка	Сумка со льдом