

## Кроличыи Моноклональные Антитела К Фосфорилированному Enos (S1177) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P29474

Артикул: CM0001962



### введение

Специфичные к фосфорилированному остатку Ser1177 человеческого eNOS, эти кроличьи моноклональные антитела валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, поддерживая исследования функции эндотелия и сердечно-сосудистых заболеваний. SWISS P29474.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-eNOS-S1177 Rabbit mAb                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                       |
| GeneID (Человек)          | 4846                                                                                                          |
| GeneID                    | 4846                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S1177 человеческого eNOS (NP_000594.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                        |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                    |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                       |
| SWISS                     | P29474                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 133 кДа                                                                                                       |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                |