


Моноклональное Антитело Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1222 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P21860

Артикул: CM0001760



введение

Кролиچه моноклональное антитело Phospho-ErbB3/HER3-Y1222, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческим ErbB3. Нацелено на фосфорилирование по Y1222, идеально для фосфо-специфичного детектирования в исследованиях сигналинга HER3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه моноклональное антитело Phospho-ErbB3/HER3-Y1222
Примечания/Альтернативные названия	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1222
Вид	Человек
GeneID (человек)	2065
GeneID	2065
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1222 человеческого ERBB3 (P21860).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом