

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-ErbB3/Her3-Y1289 Для Wb, Elisa - P21860

Артикул: CM0001055



введение

Специфическое к фосфо-форме кроличье моноклональное антитело против ErbB3 (HER3) Y1289, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий ErbB3, фосфорилированный по тирозину 1289, подходит для изучения сигналинга рецепторной тирозинкиназы в эпителиальных и онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ErbB3/HER3-Y1289 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Фосфо-ErbB3/HER3-Y1289
Вид	Человек
GeneID	2065
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y1289 человеческого ErbB3
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21860
Молекулярный вес белка	148 кДа
Доставка	Сумка со льдом