

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-ErbB3/Her3-Y1328 Для ВБ, Иф/Икц, Ифа — P21860

Артикул: CM0001355



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против ErbB3/HER3, фосфорилированного по остатку Y1328, валидировано для ВБ, ИФ/ИКЦ и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ErbB3/HER3-Y1328 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
Вид	Человек
ID гена (человек)	2065
ID гена	2065
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид области Y1328 человеческого ERBB3 (NP_001973.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реакция	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	Холодильный пакет