

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-ErbB4/Her4-Y1284 Для ВБ, Иф/Ик, Ифа — Q15303

Артикул: CM0001819



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному по тирозину 1284 рецептору ErbB4/HER4. Валидировано для ВБ, ИФ/ИК и ИФА в образцах человека; идеально подходит для изучения сигнальных путей, опосредованных ErbB4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ErbB4/HER4-Y1284 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	HER4; ALS19; p180erbB4
Вид	Человек
ИД гена	2066
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y1284 человеческого ErbB4/HER4 (NP_005226.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15303
Молекулярная масса белка	147 кДа
Транспортировка	Активный лед