


Кроличий Моноклональный Антитело Против Фосфо-Erk1 (T202) + Erk2 (T185) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P28482 / P27361

Артикул: CM0001133



введение

Это фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело обнаруживает ERK1, фосфорилированный по T202, и ERK2 по T185. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ERK1-T202 + ERK2-T185 кроличье МАТ
Примечания/Псевдонимы	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Фосфо-ERK1-T202 + ERK2-T185
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5594/5595
ID гена	5594/5595
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области T202 человеческого ERK1 (P27361).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28482/P27361
Молекулярный вес белка	42,44 кДа
Доставка	В ледяном пакете