

## Кроличыи Pab К Анти-Фосфо-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 Для Wb, If, Elisa - P28482 / P27361

Артикул: CM0001108



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) для WB, IF/ICC, ELISA. Реактивность с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 кроличьи pAb |
| Примечания/Псевдоним      | MAPK1/MAPK3; Фосфо-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 |
| Вид                       | Человек                                            |
| ID гена (Человек)         | 5594/5595                                          |
| ID гена                   | 5594/5595                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                               |
| Источник                  | Кролик                                             |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                         |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                               |
| SWISS                     | P28482/P27361                                      |
| Молекулярный вес белка    | 36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                     |