

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Erk1-Y204 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P27361

Артикул: CM0001152



введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному по Y204 ERK1. Валидированы для методов WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований MAPK-сигнального пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ERK1-Y204 кроличьи пАт
Примечания/Синонимы	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Фосфо-ERK1-Y204
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5595
GeneID	5595
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27361
Молекулярная масса белка	43 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом