


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Phospho-Esrα-S118 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P03372

Артикул: CM0000770



введение

Поликлональное кроличье антитело Phospho-ESRα-S118 детектирует фосфорилированный эстрогенный рецептор альфа (Ser118) в образцах человека. Применения: ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Молекулярная масса: 66 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ESRα-S118 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S118
Вид	Человек
GeneID (человек)	2099
GeneID	2099
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический фосфорилированный пептид с областью остатка S118 человеческого эстрогенного рецептора альфа (ESR1) (NP_000116.2).)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P03372
Масса белка	66 кДа
Доставка	Хладоэлемент