


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Fak-Y576/Y577 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q05397

Артикул: CM0001390



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, детектирующее FAK, фосфорилированный по Y576 и Y577. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Важно для исследований сигналинга фокальных адгезий, клеточной миграции и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FAK-Y576/Y577 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5747
ID гена	5747
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y576 & Y577 человеческого FAK (NP_722560.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q05397
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом