


Анти-Фосфо-Fak-Y925 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q05397

Артикул: CM0001512



введение

Специфические к фосфо-антитела кролика (pAb), нацеленные на FAK (Y925). Валидированы для образцов человека в WB и ELISA. Обнаруживают фокальную адгезионную киназу 1, фосфорилированную по тирозину 925, что необходимо для исследований миграции клеток, адгезии и сигнальных путей интегринов. SWISS: Q05397.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-FAK-Y925 pAb кролика
Примечания/Псевдонимы	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Фосфо-FAK-Y925
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5747
ID гена	5747
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y925 человеческого FAK (NP_722560.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q05397
Молекулярный вес белка	119кДа
Доставка	Сумка со льдом