

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфорилированному Fgfr1 (Y653/Y654) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P11362

Артикул: CM0001065



введение

Кроличья поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному FGFR1 (Tyr653/Tyr654). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходит для изучения сигнального пути FGFR в процессах развития и при раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FGFR1-Y653/Y654 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653/Y654
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2260
GeneID	2260
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y653 и Y654 человеческого Phospho-FGFR1-Y653/Y654 (NP_075598.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P11362
Молекулярный вес белка	92кДа
Доставка	Сумка со льдом